


Ficha técnica de Guantes





AlumaX.

Guantes de examinación de latex

Material	Color	Talles	Almacenamiento	Duración
Guantes de látex ligeramente empolvados	Natural	XS, S, M , L, XL	Los guantes deben mantener sus propiedades cuando se almacenan en condiciones secas. Evite luz solar directa.	5 años apartir de la fecha de fabricación

Uso indicado

Para ser utilizados como barrera preventiva de contaminación entre paciente y examinador, durante procedimientos de examen médico o durante la manipulación de materiales con potencial contaminación.



Beneficios funcionales

- ▶ Excelente protección contra sustancia no deseadas o peligrosas.
- ▶ Hipoalergénicos.
- ▶ Ambidiestros con puño enrollado que facilita su colocación.
- ▶ Diseño que permite máximo confort y una alta sensibilidad.
- ▶ Látex natural de superior calidad.
- ▶ Bajo contenido de polvo (almidón absorbible de maiz grado USP)
- ▶ No estériles.
- ▶ Producto inscriptos en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID 19.


Lustramax.


ESTADOS UNIDOS 4545, ÁREA PROM. TRIÁNGULO TORTUGUITAS, BUENOS AIRES



TEL: 03327 52-6300



VENTAS@LUSTRAMAX.COM.AR

Guantes de examinación de latex

Normativa

Control de Calidad

Fabricado bajo las normas ISO 14971: 2012 e ISO 14971:2012

Normas de Seguridad

Producto autorizado por ANMAT:
PM-2363-7



Presentación

- Caja dispensadora de 100 unidades con apertura.
- Troquelada para acceso higiénico al guante.
- Dimensión: 200x110x60



X-Small	76 mm ±3
Small	84 mm ±3
Medium	94 mm ±3
Large	105 mm ±3
x-Large	113 mm ±3